

PUR

Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne

Podstawowe właściwości

PUR zwany potocznie Mini UGUL-em znajduje zastosowanie przy łóżkach w większości oddziałów szpitalnych, stosowany w rehabilitacji wraz z osprzętem dodatkowym (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u. Można go wyposażać w przewieszkę boczną, poprawiającą stabilność urządzenia i zwiększającą jego funkcjonalność. PUR umożliwia wczesne uruchomienie chorego i prowadzenie usprawniania równoległe z leczeniem podstawowym. Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie PUR-a i obsługę wielu chorych bez konieczności ich przewożenia na salę rehabilitacyjną. PUR powinien być przymocowany do szczytów łóżka. W przypadku gdy łóżko ma regulowaną wysokość i szczyty łóżka są ruchome PUR powinien być wtedy przymocowany do nieruchomej podstawy łóżka. Jeżeli nie ma możliwości mocowania urządzenia do łóżka wskazane jest aby PUR ustawić na stopkach prostopadle do ściany i jeden bok przytwierdzić np. przy pomocy kołków rozporowych. Używanie urządzenia nie przytwierdzonego jw. stwarza zagrożenie uszkodzenia ciała ćwiczącego i osób przebywających w pobliżu.



Dane techniczne:

- wysokość: 200 cm
- długość: 235 cm
- szerokość: 45/70 cm
- długość sufitu z prowadnicą niklowaną: 260 cm
- rozstaw podpór: 180 ÷ 210 cm
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- masa: 37 kg