

WKD - wirówka do kończyn dolnych

Profesjonalne urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych



Wirówka **WKD** jest idealnym urządzeniem do zastosowania w hydroterapii przy rehabilitacji kończyn dolnych, w szczególności do redukcji dolegliwości bólowych w stanach pourazowych, zaburzeń nerwowych lub zmęczeniu układu mięśniowo-nerwowego. Atutami urządzenia są efektywny masaż wirowy oraz system automatycznego napełniania.

Delikatny, efektywny hydromasaż uzyskuje się za pomocą wody o regulowanej sile, temperaturze oraz regulacji kąta strumienia poprzez szereg efektywnie rozmieszczonych dysz. Masaż wirowy zmniejsza opuchliznę, poprawia krążenie krwi, redukuje bóle i napięcie mięśni.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji, ekonomicznemu zużyciu wody oraz zastosowaniu specjalnej technologii zapewniającej efektywny masaż wirowy, WKD stanowi podstawowe wyposażenie gabinetów do hydroterapii.

Wskazania

- Rehabilitacja kończyn dolnych w stanach pourazowych, zaburzenia nerwowe, zmęczenie układu mięśniowo-nerwowego;
- Różne postacie chorób reumatycznych;
- Niektóre postacie zaburzeń krążenia obwodowego, stany po zakrzepach żylnych, wczesne okresy zwężającego zapalenia tętnic, choroba Raynauda, stany po odmrożeniach i po chirurgicznym leczeniu żylaków.



Cechy charakterystyczne:

- niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wzmocniona matami z włókna szklanego,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - min. 120 l,
- efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych,
- regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,

- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- ciepły prysznic,
- w zestawie stopnie pozwalające na łatwy dostęp do niecki.

Dane techniczne:

- Pojemność zabiegowa: ok. 120 l
- Pojemność do przelewu: ok. 160 l
- Liczba dysz: 6 szt.
- Czas napełniania / opróżnienia: 3 / 2 min
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Pobór prądu: 5 A
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 117 cm x 62 cm x 81 cm
- Masa: 55 kg
- Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).



Elektryczny panel sterowania pracą wirówki

- czytelny i prosty w obsłudze
- umożliwia ustawienie czasu trwania oraz włączenia / wyłączenia pompy wodnej

Stopnie umożliwiające wejście do wirówki





Niecka urządzenia w kolorze calypso

