

Redcord Rehab Pro Plus

System REDCORD MEDICAL mocowany do sufitu. Zestaw z aparatami Trainer, Axis i podwieszkami



Podstawowe właściwości

System REDCORD MEDICAL mocowany do sufitu. Zestaw z aparatami Trainer, Axis i podwieszkami

Zestaw Redcord Rehab Pro Plus to rozbudowana wersja zestawu Redcord Rehab Pro z aparatami Redcord Trainer i Axis. Idealne rozwiązanie dla profesjonalnych gabinetów terapeutycznych praktykujących rehabilitację metodą Neurac. Umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń oddziałujących na całe ciało pacjenta. Redcord Axis po podłączeniu do aparatu Redcord Trainer dzięki zastosowaniu ruchów obrotowych przenosi trening z podwieszkami na zupełnie nowy poziom, pozwala na wykonanie angażującego i wymagającego treningu. Ćwiczenia z wykorzystaniem Redcord Axis wymagają dużej siły mięśni i doskonale rozwijają kontrolę ruchową.

Dzięki wykorzystaniu dodatkowych linek i podwieszek Redcord, system jest w pełni wystarczający do rehabilitacji z użyciem ćwiczeń angażujących całe ciało pacjenta. Dzięki możliwości odciążenia, możliwe jest przeprowadzenie ćwiczeń u pacjentów z różnym stopniem sprawności fizycznej.

Zastosowanie:

- Rehabilitacja
- Sport
- Fitness

Zestaw Redcord Rehab Pro Plus (101030):

- Aparat Trainer
- Aparat AXIS
- Uchwyty do rąk 1 para
- Uchwyty PowerGrip 1 para

- Wąskie podwieszki x 2 szt.
- Szeroka podwieszka x 1 szt.
- Podwieszka dzielona x 1 szt.
- Poduszka sensomotoryczna x 2 szt.
- Linka, czerwona, 60 cm x 1 para
- Linka elastyczna czarna, 60 cm x 2 szt.
- Linka elastyczna czerwona, 60 cm x 2 szt.

Specyfikacja techniczna aparatu Trainer:

- Maksymalny udźwig: 250 kg
- Wymiary: 67 cm x 23 cm x 9 cm
- Waga: 3,6 kg



INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU ZESTAWÓW REDCORD

Optymalną wysokością, zapewniającą komfort użytkowania, na jakiej aparat lub zestaw sufitowy powinny się znajdować, to 240 cm. Standardowo każdy aparat lub zestaw sufitowy jest wyposażony w nóżki umożliwiające montaż na sufitach o wysokości 250-260 cm od podłogi.

Wzór na obliczenie długości nóżek: $X = H - A$

gdzie:

H – wysokość sufitu od podłoża

A – optymalna wysokość zamontowania aparatu / zestawu (zalecana wysokość 240 cm)

X – wymaganą długość nóżek

Maksymalna wysokość pomieszczenia dla pojedynczych aparatów to 427 cm, a dla konstrukcji sufitowej 360 cm. W przypadku wyższych pomieszczeń zalecamy klientom rozważenie następujących rozwiązań:

1. Zakup konstrukcji wolnostojącej lub przyściennej (montaż konstrukcji przyściennej tylko do ściany nośnej, zapewniającej stabilność całej instalacji)
2. Montaż we własnym zakresie konstrukcji umożliwiającej zainstalowanie zestawu REDCORD w pomieszczeniu.



Stelaż 14003 do pojedynczych aparatów Redcord o regulacji wysokości w zakresie 15 - 25 cm, dla sufitów 260 - 270 cm. Umożliwia zamontowanie aparatu Redcord do sufitu.



Stelaż 14050 do pojedynczych aparatów Redcord do wysokich pomieszczeń o regulacji wysokości w zakresie 26 - 87 cm, dla sufitów 266 - 327 cm, przeznaczony do wysokich pomieszczeń. Umożliwia zamontowanie aparatu Redcord do wysoko umieszczonego sufitu.

Opcja: Dodatkowe nóżki do stelaża 14050, łączna regulacja wysokości w zakresie 88 - 187 cm, dla sufitów 328 - 427 cm