

## Stół składany do masażu Aero 60

Dwusegmentowy, składany stół aluminiowy do masażu o niezwykle lekkiej konstrukcji i kompaktowych wymiarach

Poza stołem do masażu, w skład zestawu podstawowego wchodzi:

- Podglówek regulowany 2D Ergo
- Półka przednia pod ramiona Simply



### Najważniejsze właściwości:

Aero 60 to dwusegmentowy stół aluminiowy o niezwykle lekkiej konstrukcji, kompaktowych wymiarach i łatwej regulacji, stworzony z myślą o najbardziej mobilnych masażystach. Aero powstał przy współpracy z fizjoterapeutami - przedstawicielami kadr narodowych Polski. Jest wygodny w transporcie i doskonale sprawdza się podczas podróży lotniczych.

Stół jest bestsellerem wśród polskich kadr narodowych w wielu dyscyplinach sportu: od skoków narciarskich, poprzez wioślarstwo, siatkówkę, aż po pływanie. Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu. Reasumując Aero to najbardziej praktyczny składany stół do masażu w ramach zabiegów mobilnych, ale także dla podstawowej praktyki pielęgniarstwa lub lekarskiej oraz zabiegów kosmetycznych.

#### Stół Aero wyróżnia:

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości umożliwiająca błyskawiczne składanie i rozkładanie stołu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami
- Nowoczesna konstrukcja nóg o okrągłym przekroju
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Pianka Standard 2,5 cm
- 5-letnia gwarancja na konstrukcję

Stół posiada możliwość wzbogacenia w wyposażenie i opcje dodatkowe takie jak: podglówki, półki pod ramiona, opcję stół-materac, wycięcie na twarz, wieszak na ręcznik, pokrowce i inne.

**System linek pokrytych teflonem** - minimum wysiłku, maksimum funkcjonalności. Mocne, stalowe linki rozkładają stół niemal samodzielnie w ciągu kilku sekund, zapewniają niespotykaną stabilność i podparcie dla konstrukcji stołu.



**Pianka Standard 2,5 cm** - 2 warstwy wysokoelastycznych pianek, łączna grubość 2,5 cm.



**Praktyczna walizka** - wystarczy chwila, aby stół zamienił się w podręczną walizkę, w której z łatwością mieszczą się jego nogi i dodatkowe akcesoria.

Tapicerka standardowa - **Vinyl Flex**, innowacyjna tkanina spełniająca wysokie normy podyktowane wymaganiami Klientów.

Stelaż standardowy - **konstrukcja z aluminium:**

- wysokogatunkowe, wytrzymałe aluminium,
- zabezpieczenie trwałym lakierem proszkowym,
- jednolita, precyzyjnie spawana konstrukcja,
- wysoka estetyka wykończeń,
- odporność na kontakt z gruntem i wilgocią.



#### Walory innowacyjnej tapicerki Vinyl Flex (tapicerka standardowa):

- wodoodporność
- podwyższona odporność na pot i płyny fizjologiczne
- bardzo wysoka odporność na ścieranie 30 000 cykli
- podwyższona odporność na olejki
- bardzo wysoka odporność na rozdzieranie
- odporność na światło
- wytrzymałość na ogień
- certyfikat Oeko-Tex
- nie zawiera ftalanów
- 2 lata gwarancji

#### Dane techniczne:

- Konstrukcja stołu: aluminium
- Długość stołu bez i z podglówkiem: 165 cm / 195 cm
- Szerokość stołu: 60 cm
- Wysokość regulowana stołu: od 53 cm do 82 cm co 3,2 cm (10 pozycji)
- Wymiary po złożeniu: 82 x 60 x 13,5 cm
- Waga stołu: 11,7 kg
- Waga wybranych opcji i akcesoriów:
  - półka pod ramiona Simply: 0,3 kg
  - stelaż podglówka: 0,7 kg
  - poduszka podglówka: 0,3 kg
- Wytrzymałość dynamiczna\*: 350 kg
- Wytrzymałość statyczna\*\*: 1400 kg

\* Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

\*\* Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

### Dodatkowe wyposażenie i opcje

#### Podgłówki i półka pod ramiona

- Podgłówek regulowany 2D Ergo
- Podgłówek regulowany 1D
- Półka przednia pod ramiona Simply

#### Pokrowce, plecaki, wózki

- Pokrowiec Standard
- Pokrowiec City
- Pokrowiec Simply
- Torba dla masażysty
- Plecak do pokrowców – opcja dostępna przy zakupie pokrowca
- Kółka do pokrowca – opcja dostępna przy zakupie pokrowca
- Wózek transportowy
- Uniwersalny składany wózek transportowy

#### Pozostałe

- Wieszak na ręcznik do stołów składanych
- Opcja "Stół materac"
- Wycięcie na twarz Komfort z zatyczką

#### Higiena

- Prześcieradło frotte
- Pokrycie frotte na podgłówek, półkę przednią lub uniwersalną
- Okrycie frotte po masażu
- Okrycie olejoodporne na stół C460 ze ściągaczami
- Pokrycia włókninowe

**Podgłówek regulowany 2D Ergo** - najwygodniejszy podgłówek w ofercie. Dzięki anatomicznym kształtom i wysoko elastycznej piance z pamięcią sprawia, że nawet długie zabiegi przebiegają w wyjątkowym komforcie. Efekt ten jest możliwy dzięki równomiernie rozłożonej sile nacisku twarzy na wygodną poduszkę podgłówka. Posiada kształt idealnie dopasowany do anatomii twarzy. Regulowany w dwóch płaszczyznach za pomocą systemu przegubów. Przedłużenie stołu o 30 cm.

**Półka przednia pod ramiona Simply** - lekka i mobilna, poprawia dostęp do barków i bocznej części tułowia oraz zapewnia dodatkowe wsparcie dla ramion Klienta.

**Wycięcie na twarz Komfort z zatyczką** - komfortowe uzupełnienie lub alternatywa dla podgłówka. Umożliwia obniżenie wagi zestawu o wagę podgłówka - 0,5 kg.

**Pokrowiec Simply** - wygodny, lekki, wykonany z wytrzymałego materiału. Posiada pas na ramię, uchwyt transportowy oraz dno wzmocnione stopkami. Zapobiega uszkodzeniom stołu podczas transportu i przechowywania.

**Pokrowiec Standard** - posiada 1 pojemną kieszeń, pas na ramię, uchwyt transportowy, usztywnione dno wzmocnione stopkami. Wygodny, lekki, wykonany z wytrzymałego materiału. Zapobiega uszkodzeniom stołu podczas transportu i przechowywania.

**Opcja plecak do pokrowca** - dodatkowa funkcjonalność, umożliwiająca przenoszenie pokrowca na plecach jak tradycyjny plecak. Ramiączka posiadają komfortowe wypełnienia oraz regulację umożliwiającą dostosowanie wielkości do wzrostu masażysty.

**Uniwersalny składany wózek transportowy** - mobilny, lekki, do łatwego transportu stołu do masażu. Dzięki teleskopowo składanej rączce, wózek po złożeniu przybiera niewielkie rozmiary. Dedykowany do stołów Aero. Stoły te można przewozić na wózku kładąc je zarówno na szerszym i dłuższym boku, jak na zdjęciach powyżej. Pozostałe stoły, można przewozić na dłuższym boku.


**Opcja "Stół-Materac"** - pozwala korzystać ze stołu jak z typowego materaca. Specjalnie adaptowany system linek umożliwia rozłożenie blatu stołu, całą jego powierzchnią na podłodze. Stół w takiej pozycji można wykorzystywać do masażu Shiatsu lub zabiegów rehabilitacyjnych.

**Prześcieradło frotte z gumką** - zwiększa nie tylko higienę, ale znacznie poprawia komfort masażu. Dodatkowo zabezpiecza tapicerkę przed negatywnymi skutkami działania olejków. Skład surowcowy: 82% bawełna, 18% poliester.


**Prześcieradło olejoodporne C460 na stół ze ściągaczami** - skutecznie ochroni tapicerkę stołu przed negatywnymi skutkami działania olejków. Paroprzepuszczalny i elastyczny materiał pozwala pokrowcu "oddychać" i doskonale dopasować się do kształtów leżanki.

**Kolorystyka tapicerki standardowej**


**Kolorystyka tapicerki**



szary



czarny



zielony



granatowy



**Podglówek regulowany 2D Ergo**



**Półka przednia pod ramiona Simply**



**Wycięcie na twarz Komfort**



**Pokrowiec Simply**





**Uniwersalny składany wózek transportowy**