

DL1200H

Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego DL 1200H




Charakterystyka i zastosowania terapeutyczne:

DL 1200H to nowoczesny 12-komorowy aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego, wyposażony w osiem trybów pracy wybieranych na czytelnym panelu. Aparat wyróżnia wysoka jakość i bardzo niski poziom generowanego hałasu. Poziom ciśnienia w każdej komorze można ustawić indywidualnie (do wyboru 10 poziomów). Komory w mankietach nachodzą na siebie, dzięki czemu nie ma żadnych przerw w wykonywanej terapii. Urządzenie znajduje zastosowanie w medycynie i odnowie biologicznej.

- Rehabilitacja i fizykoterapia:
 - leczenie fizykalne stanów pourazowych
 - schorzenia powodujące niewydolność limfatyczną
 - profilaktyka niewydolności układu krążenia
 - niewydolność limfatyczna po mastektomii
 - schorzenia różnej etiologii objawiające się występowaniem obrzęków
- Kosmetyka:
 - likwidacja cellulitis
 - terapię odchudzającą
 - masaż poprawiający jakość tkanki skórnej i tkanek podskórnych
 - stymulacja procesów przemiany materii
- Medycyna sportowa:
 - przyspieszenie regeneracji organizmu po dużych wysiłkach fizycznych

Najważniejsze właściwości

- Aparat obsługuje mankiety 12-komorowe z komorami zachodzącymi na siebie. Każda komora posiada własny zawór. Możliwa praca na 1 lub 2 mankietach jednocześnie.
- Wszystkie ustawienia aparatu widoczne są na dużym wyświetlaczu dotykowym.
- Aparat posiada 8 programów masażu:
 - tryb A: sekwencyjne napełnianie komór po sobie,
 - tryb B: napełnianie komór kolejno z utrzymaniem ciśnienia w poprzednich komorach,
 - tryb C: sekwencyjne napełnianie po 2 komory naraz,
 - tryb D: sekwencyjne napełnianie po 2 komory naraz z utrzymaniem ciśnienia w poprzednich,
 - tryb E: sekwencyjne napełnianie po 3 komory naraz,
 - tryb F: sekwencyjne napełnianie po 3 komory naraz z utrzymaniem ciśnienia w poprzednich,
 - tryb G: sekwencyjne napełnianie po 1 komorze w kierunku przeciwnym do trybu A,
 - tryb H: sekwencyjne napełnianie po 2 komory w kierunku przeciwnym do trybu C.
- Ciśnienie można ustawić osobno w każdej z 12 komór mankieta.
- Czas pozostawiania powietrza w mankiecie ustawiany funkcją HOLD.
- Czas przerwy pomiędzy jednym napełnieniem mankieta a następnym ustawiany funkcją INTERVAL.
- Funkcja Zapis (Save) umożliwiającą zapis wartości ustawienia, aby była dostępna po następnym wyłączeniu i włączeniu urządzenia.
- Funkcja Reset służąca do przywrócenia domyślnej wartości.
- Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór.
- Możliwość tworzenia sekwencji programów.
- Odejmowalny bawełniany wkład ochronny w każdym mankiecie.



Dane techniczne:

- Zakres ciśnienia: 20 - 200 mm Hg
- Czas pracy: 1 - 90 min
- Wymiary: 380 (S) x 360 (G) x 200 (W) mm
- Waga: 12 kg
- Pobór mocy: 100 VA

Wyposażenie dodatkowe:

- 12-komorowy mankiet na rękę: 1 szt.
- pas rozszerzający mankiet na rękę: 1 szt.
- 12-komorowy mankiet na nogę: 2 szt.
- pas rozszerzający mankiet na nogę: 2 szt.
- 12-komorowy mankiet na pas biodrowy



