

Stół składany do masażu Aero 70

Dwusegmentowy, składany stół aluminiowy do masażu o niezwykle lekkiej konstrukcji i kompaktowych wymiarach

Poza stołem do masażu, w skład zestawu podstawowego wchodzi:

- Podglówek regulowany 2D Ergo
- Półka przednia pod ramiona Simply



Najważniejsze właściwości:

Aero 70 to dwusegmentowy stół aluminiowy o niezwykle lekkiej konstrukcji, kompaktowych wymiarach i łatwej regulacji, stworzony z myślą o najbardziej mobilnych masażystach. Aero powstał przy współpracy z fizjoterapeutami - przedstawicielami kadr narodowych Polski. Jest wygodny w transporcie i doskonale sprawdza się podczas podróży lotniczych.

Stół jest bestsellerem wśród polskich kadr narodowych w wielu dyscyplinach sportu: od skoków narciarskich, poprzez wioślarstwo, siatkówkę, aż po pływanie. Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu. Reasumując Aero to najbardziej praktyczny składany stół do masażu w ramach zabiegów mobilnych, ale także dla podstawowej praktyki pielęgnarskiej lub lekarskiej oraz zabiegów kosmetycznych.

Stół Aero wyróżnia:

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości umożliwiająca błyskawiczne składanie i rozkładanie stołu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami
- Nowoczesna konstrukcja nóg o okrągłym przekroju
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Pianka Standard 2,5 cm
- 5-letnia gwarancja na konstrukcję

Stół posiada możliwość wzbogacenia w wyposażenie i opcje dodatkowe takie jak: podglówki, półki pod ramiona, opcję stół-materac, wycięcie na twarz, wieszak na ręcznik, pokrowce i inne.

System linek pokrytych teflonem - minimum wysiłku, maksimum funkcjonalności. Mocne, stalowe linki rozkładają stół niemal samodzielnie w ciągu kilku sekund, zapewniają niespotykaną stabilność i podparcie dla konstrukcji stołu.



Pianka Standard 2,5 cm - 2 warstwy wysokoelastycznych pianek, łączna grubość 2,5 cm.



Praktyczna walizka - wystarczy chwila, aby stół zamienił się w podręczną walizkę, w której z łatwością mieszczą się jego nogi i dodatkowe akcesoria.

Tapicerka standardowa - **Vinyl Flex**, innowacyjna tkanina spełniająca wysokie normy podyktowane wymaganiami Klientów.

Stelaż standardowy - **konstrukcja z aluminium:**

- wysokogatunkowe, wytrzymałe aluminium,
- zabezpieczenie trwałym lakierem proszkowym,
- jednolita, precyzyjnie spawana konstrukcja,
- wysoka estetyka wykończeń,
- odporność na kontakt z gruntem i wilgocią.



Walory innowacyjnej tapicerki Vinyl Flex (tapicerka standardowa):

- wodoodporność
- podwyższona odporność na pot i płyny fizjologiczne
- bardzo wysoka odporność na ścieranie 30 000 cykli
- podwyższona odporność na olejki
- bardzo wysoka odporność na rozdieranie
- odporność na światło
- wytrzymałość na ogień
- certyfikat Oeko-Tex
- nie zawiera ftalanów
- 2 lata gwarancji

Dane techniczne:

- Konstrukcja stołu: aluminium
- Długość stołu bez i z podglówkiem: 165 cm / 195 cm
- Szerokość stołu: 70 cm
- Wysokość regulowana stołu: od 53 cm do 82 cm co 3,2 cm (10 pozycji)
- Wymiary po złożeniu: 82 x 70 x 13,5 cm
- Waga stołu: 12,4 kg
- Waga wybranych opcji i akcesoriów:
 - półka pod ramiona Simply: 0,3 kg
 - stelaż podglówka: 0,7 kg
 - poduszka podglówka: 0,3 kg
- Wytrzymałość dynamiczna*: 350 kg
- Wytrzymałość statyczna**: 1400 kg

* Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

** Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

Dodatkowe wyposażenie i opcje

Podglówki i półka pod ramiona

- Podglówek regulowany 2D Ergo
- Podglówek regulowany 1D
- Półka przednia pod ramiona Simply

Pokrowce, plecaki, wózki

- Pokrowiec Standard
- Pokrowiec City
- Pokrowiec Simply
- Torba dla masażysty
- Plecak do pokrowców – opcja dostępna przy zakupie pokrowca
- Kółka do pokrowca – opcja dostępna przy zakupie pokrowca
- Wózek transportowy
- Uniwersalny składany wózek transportowy

Pozostałe

- Wieszak na ręcznik do stołów składanych
- Opcja "Stół materac"
- Wycięcie na twarz Komfort z zatyczką

Higiena

- Prześcieradło frotte
- Pokrycie frotte na podglówek, półkę przednią lub uniwersalną
- Okrycie frotte po masażu
- Okrycie olejoodporne na stół C460 ze ściągaczami
- Pokrycia włókninowe

Podglówek regulowany 2D Ergo - najwygodniejszy podglówek w ofercie. Dzięki anatomicznym kształtom i wysoko elastycznej piance z pamięcią sprawia, że nawet długie zabiegi przebiegają w wyjątkowym komforcie. Efekt ten jest możliwy dzięki równomiernie rozłożonej sile nacisku twarzy na wygodną poduszkę podglówka. Posiada kształt idealnie dopasowany do anatomii twarzy. Regulowany w dwóch płaszczyznach za pomocą systemu przegubów. Przedłużenie stołu o 30 cm.

Półka przednia pod ramiona Simply - lekka i mobilna, poprawia dostęp do barków i bocznej części tułowia oraz zapewnia dodatkowe wsparcie dla ramion Klienta.

Wycięcie na twarz Komfort z zatyczką - komfortowe uzupełnienie lub alternatywa dla podglówka. Umożliwia obniżenie wagi zestawu o wagę podglówka - 0,5 kg.

Pokrowiec Simply - wygodny, lekki, wykonany z wytrzymałego materiału. Posiada pas na ramię, uchwyt transportowy oraz dno wzmocnione stopkami. Zapobiega uszkodzeniom stołu podczas transportu i przechowywania.

Pokrowiec Standard - posiada 1 pojemną kieszeń, pas na ramię, uchwyt transportowy, usztywnione dno wzmocnione stopkami. Wygodny, lekki, wykonany z wytrzymałego materiału. Zapobiega uszkodzeniom stołu podczas transportu i przechowywania.

Opcja plecak do pokrowca - dodatkowa funkcjonalność, umożliwiająca przenoszenie pokrowca na plecach jak tradycyjny plecak. Ramiączka posiadają komfortowe wypełnienia oraz regulację umożliwiającą dostosowanie wielkości do wzrostu masażysty.

Uniwersalny składany wózek transportowy - mobilny, lekki, do łatwego transportu stołu do masażu. Dzięki teleskopowo składanej rączce, wózek po złożeniu przybiera niewielkie rozmiary. Dedykowany do stołów Aero. Stoły te można przewozić na wózku kładąc je zarówno na szerszym i dłuższym boku, jak na zdjęciach powyżej. Pozostałe stoły, można przewozić na dłuższym boku.


Opcja "Stół-Materac" - pozwala korzystać ze stołu jak z typowego materaca. Specjalnie adaptowany system linek umożliwia rozłożenie blatu stołu, całą jego powierzchnią na podłodze. Stół w takiej pozycji można wykorzystywać do masażu Shiatsu lub zabiegów rehabilitacyjnych.

Prześcieradło frotte z gumką - zwiększa nie tylko higienę, ale znacznie poprawia komfort masażu. Dodatkowo zabezpiecza tapicerkę przed negatywnymi skutkami działania olejków. Skład surowcowy: 82% bawełna, 18% poliestr.

Prześcieradło olejoodporne C460 na stół ze ściągaczami - skutecznie ochroni tapicerkę stołu przed negatywnymi skutkami działania olejków. Paroprzepuszczalny i elastyczny materiał pozwala pokryciu "oddychać" i doskonale dopasować się do kształtów leżanki.

Kolorystyka tapicerki standardowej

Kolorystyka tapicerki



szary



czarny



zielony



granatowy



Podglówek regulowany 2D Ergo



Półka przednia pod ramiona Simply



Wycięcie na twarz Komfort



Pokrowiec Simply



Uniwersalny składany wózek transportowy