

BTL-Vac II

Aparat podciśnieniowy do elektroterapii i masażu podciśnieniowego. Moduł do zintegrowania ze stolikiem Smart /Premium



Aparat podciśnieniowy **BTL-Vac II** to nowoczesne urządzenie mogące współpracować z aparatami do elektroterapii serii BTL-4000 Smart i Premium oraz BTL-5000. Urządzenie ma formę modułu, który należy zintegrować ze stolikiem Smart/Premium zaprojektowanym specjalnie dla aparatów z serii BTL-4000 Smart/Premium i BTL-5000. Aparat **BTL-Vac II** został zaprojektowany do łatwego umieszczania elektrod podciśnieniowych na ciele pacjenta, aby przeprowadzić zabieg elektroterapii. Regulacja podciśnienia za-

pewnia proste przymocowanie elektrod do ciała, szczególnie w miejscach, w których trudno jest umieścić płaskie elektrody gumowe.

Aparat podciśnieniowy ma dwa kanały i może być wykorzystywany zarówno do przeprowadzenia jednokanałowej jak i dwukanałowej elektroterapii. Zmniejszenie podciśnienia do zera automatycznie przełącza wyjścia na elektrody klasyczne, bez konieczności zmieniania kabli.

BTL-Vac II działa w trybie ciągłym lub w trybie impulsowym. Tryb impulsowy umożliwia wykonywanie mechanicznej stymulacji wraz z elektroterapią, co poprawia krążenie krwi w tkankach i wspomaga metabolizm.

Podstawowe właściwości

- Aparat podciśnieniowy - moduł do zintegrowania ze stolikiem Smart /Premium
- Dwa kanały terapeutyczne
- Proste i wygodne przyczepianie elektrod do ciała pacjenta
- Cztery tryby impulsowe i jeden tryb ciągły
- Siedem poziomów intensywności podciśnienia
- Ergonomiczne elektrody wyposażone w przysawki wypełnione niedrażniącymi skóry wkładkami z gąbki morskiej
- Opcja różnych rozmiarów elektrod podciśnieniowych i gąbek (60mm - standard, 30mm i 90mm - opcja)
- Bardzo cicha praca i prosta obsługa



Parametry techniczne aparat BTL-Vac II

- Liczba kanałów: 2
- Tryb pracy: ciągły i impulsowy
- Częstotliwość impulsów: 5, 10, 15, 20 impulsów na minutę
- Podciśnienie regulowane skokowo: 60 ÷ 220 hPa (0,06 ÷ 0,22 bar)
- Liczba poziomów intensywności podciśnienia: 7 (0, 60, 100, 140, 180, 200, 220 hPa)
- Wymiary: 250 × 130 × 209 mm
- Waga: 1,9 kg
- Zasilanie: 100–240 V, 50–60 Hz, 25 VA

Dane techniczne stolika Smart /Premium

Stolik Smart/Premium - zaprojektowany specjalnie do aparatów serii BTL-4000 Smart i Premium. Odpowiedni również dla aparatów serii BTL-4000, BTL-5000 oraz BTL-6000.

- Wymiary: 960 × 620 × 570 mm
- Waga: 11,9 kg
- Liczba szuflad na akcesoria: 6, zamiast górnej szuflady można zainstalować aparat do terapii podciśnieniowej BTL-Vac II.

Akcesoria standardowe

- Adapter do sieci zasilającej (napięcie wejściowe sieci zasilającej: AC 100 V do 240 V)
- 2 kable do połączenia aparatu BTL-Vac II z aparatami z serii BTL-5000
- 2 kable do połączenia aparatu BTL-Vac II z aparatami BTL-4000 Smart/Premium
- 2 pary przewodów do elektrod podciśnieniowych,
- 2 kable dla pacjenta do podłączenia elektrod klasycznych,
- 4 elektrody podciśnieniowe Ø 60 mm
- 4 wkładki do elektrody Ø 60 mm
- 1 igła czyszcząca (do złączy podciśnieniowych)
- Paski mocujące do kabli
- Podręcznik użytkownika

Akcesoria dodatkowe

- Elektroda podciśnieniowa 30 mm
- Elektroda podciśnieniowa 60 mm
- Elektroda podciśnieniowa 90 mm
- Wkładka do elektrody próżniowej 30 mm
- Wkładka do elektrody próżniowej 60 mm
- Wkładka do elektrody próżniowej 90 mm
- Stolik Smart/Premium
- Uchwyt na żel



