

CORAL 46 dysz

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych



Najważniejsze właściwości

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych Coral jest oferowana w 2 wersjach: Coral 12 dysz z dyszami do masażu wirowego i Coral 46 dysz z dyszami do masażu perełkowego. Sterowanie wanną odbywa się ręcznie za pomocą zaworów. Opcjonalnie wannę można wyposażyć w wyświetlacz elektroniczny.

Wirówka CORAL jest produktem przeznaczonym przede wszystkim do leczniczego i relaksacyjnego masażu kończyn górnych. Masaż jest realizowany strumieniami wody wydobywającymi się z dysz umieszczonych pod lustrem wody. Strumień masujący można wzbogacić poprzez regulowaną ilość powietrza, co poprawia efektywność hydromasażu jako takiego. Temperatura kąpeli i mechaniczne działanie strumieni wody wydobywających się z dysz powoduje relatywne przegrzanie mięśni, ich odprężenie i zregenerowanie. Wirowe działanie kąpeli jest korzystne przy leczeniu stanów pourazowych, przy zapaleniach, schorzeniach neurologicznych oraz przy stanach wyczerpania układu nerwowo-mięśniowego kończyn. Można ją także stosować do regeneracji kończyn górnych po nadmiernym wysiłku fizycznym, towarzyszącym np. zawodom sportowym.

- Manualne sterowanie funkcjami wanny.
- Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny zapewniają komfort dla pacjenta.
- Skorupy wanien firmy Chirana Progress wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał, który zapewnia długotrwałość bez względu na rodzaj kąpeli.
- Części składowe urządzenia wykonane są z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i posiadają właściwe certyfikaty. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.
- Wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
- Wanny Chirana Progress zwracają uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i rozwiązaniami z zakresu ergonomii terapii, stanowią doskonałe wyposażenie sanatoriów, placówek świadczących usługi z zakresu rehabilitacji, medycyny sportowej i rekreacji.

Wyposażenie standardowe

- 46 dysz do masażu perełkowego
- Pysznica do higienicznego oczyszczania wanny

Charakterystyka dysz do masażu perełkowego

- Konstrukcja dysz opracowana w porozumieniu ze znanymi zagranicznymi ośrodkami sanatoryjnymi pozwalająca realizować masaż całego ciała
- Dysze mają system osuszania


Wyposażenie opcjonalne

- Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękcacz wody)
- Sterowanie elektroniczne


Dane techniczne

- Pojemność użytkowa: 30 l
- Max pojemność wanny: 35 l
- Czas napełniania wanny: 1 min.
- Czas wypuszczania wody: 0,5 min.
- Waga: 65 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 950 x 870 x 1050 mm
- Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Kolory standardowe obudowy (wewnątrz / zewnątrz):



niebieski jasny / niebieski ciemny
(J021 / K021)



jasny groszek / groszek
(G058 / K058)

Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

