

## CORAL LYMFO

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych z wyświetlaczem elektronicznym



### Najważniejsze właściwości

Sterowana przy pomocy wyświetlacza elektronicznego wanna do masażu wirowego Coral Lymfo jest urządzeniem przeznaczonym do leczniczego bądź relaksacyjnego masażu kończyn górnych przy użyciu strumieni wody wydobywających się z dysz do hydromasażu umieszczonych pod lustrem wody. Strumienie wody są wzbogacone powietrzem z możliwością regulacji ilości podawanego powietrza. Dodatkowo wanna Coral Lymfo wyposażona jest w obręcz do masażu limfatycznego kończyny górnej.

Masaż wirowy jest stosowany przede wszystkim w stanach pourazowych i pozapalnych, w schorzeniach związanych z zaburzeniami neurologicznymi, w stanach wyczerpania nerwowo-mięśniowego kończyn górnych. Ciepła woda a jednocześnie prądy wody powodują relatywne przegrzanie mięśni, co jest dobrym wstępem do wykonywania drenażu limfatycznego.

Delikatny drenaż limfatyczny wykonywany po obwodzie kończyny ma na celu poprawę funkcjonowania układu limfatycznego, rozluźnia naczynia limfatyczne, poprawia ukrwienie, przemianę materii, usuwanie produktów przemiany materii, co skutkuje zmniejszeniem obrzęków, zmianami funkcjonalnymi i estetycznymi, uczuciem lekkich rąk. Skuteczność terapii jest większa w przypadku wykonywania drenażu limfatycznego w środowisku wodnym.

- Sterowanie masażem wspomagane wbudowanym wyświetlaczem elektronicznym.
- Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny zapewniają komfort dla pacjenta.
- Skorupy wanien firmy Chirana Progress wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał, który zapewnia długotrwałość bez względu na rodzaj kąpieli.
- Części składowe urządzenia wykonane są z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i posiadają właściwe certyfikaty. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.
- Wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
- Wanny Chirana Progress zwracają uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i rozwiązaniami z zakresu ergonomii terapii, stanowią doskonałe wyposażenie sanatoriów, placówek świadczących usługi z zakresu rehabilitacji, medycyny sportowej i rekreacji.

### Wyposażenie standardowe

- Elektroniczny wyświetlacz.
- 12 dysz do masażu wirowego z napowietrzeniem strumienia wody.
- Obręcz do masażu limfatycznego z regulacją.
- Pysznic do higienicznego oczyszczania wanny.

### Charakterystyka dysz do hydromasażu:

- Dysze o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i dużej trwałości - umożliwiają skuteczniejszy masaż.
- Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody.
- Regulacja wydajności dysz.
- System dysz ma funkcję przepłukiwania (dezynfekcja).
- System całkowitego odwadniania układu do hydromasażu.

### Charakterystyka wyświetlacza elektronicznego:

- Łatwy sposób sterowania urządzeniem za pomocą klawiatury z wyświetlaczem elektronicznym.
- Elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody nalewanej do wanny i wody w wannie.
- Elektroniczny pomiar i bieżący odczyt ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu.
- Możliwość ustawiania czasu masażu w zakresie 0-99 minut.



### Wyposażenie opcjonalne


- Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękcacz wody)

### Dane techniczne


- Pojemność użytkowa: 30 l
- Max pojemność wanny: 35 l
- Czas napełniania wanny: 1 min.
- Czas wypuszczania wody: 0,5 min.
- Waga: 70 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 950 x 870 x 1050 mm
- Zasilanie: 3 x 400 V, 50 Hz



### Kolory standardowe obudowy (wewnątrz / zewnątrz):



niebieski jasny / niebieski ciemny  
(J021 / K021)



jasny groszek / groszek  
(G058 / K058)

**Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.**