


RG-1

Rotor RG-1 do ćwiczeń kończyn górnych z płynną regulacją oporu

Podstawowe właściwości

Umożliwia rehabilitację ruchową rąk bez oporu oraz z oporem. Do płynnej regulacji oporu służy pokrętło umieszczone poziomo na wysokości osi obrotu korby. Rotor może być mocowany do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszony WSC-4 lub ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych.



Dane techniczne:

- Masa: 4 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 38 x 39 x 9 cm
- Korba: 16 cm