


RG-1rw

Rotor RG-1rw do ćwiczeń kończyn górnych z dawkowanym oporem i regulacją wysokości

Podstawowe właściwości

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1rw umożliwia rehabilitację ruchową rąk bez oporu oraz z oporem. Rotor mocowany jest do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszony WSC-4 lub do ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych. Urządzenie posiada możliwość ustawienia wysokości osi obrotu do wzrostu pacjenta.

Do płynnej regulacji oporu służy pokrętko umieszczone poziomo na wysokości osi obrotu korby.



Dane techniczne:

- Masa: 8 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 38 x 40 x 71 cm
- Regulacja wysokości: 48 cm
- Korba: 16 cm